

# skinix®の製品が あなたのチカラに なります。

驚きの快適さと、充実した機能性を、誰でもカンタンに。  
現場の声をもとに、技術や知恵を結集して生まれた  
skinixの製品が、あなたのチカラになります。

テープの基本は「フィルム」と「粘着剤」、そして「カタチ」。

それぞれの機能性を究めるとともに、組み合わせにより、さらにすぐれた良さを引き出します。用途に適したカタチや加工にもこだわりました。

## フィルム を究める


“ゼロ感覚”<sup>\*1</sup>極薄フィルムや、  
圧迫を軽減するクッション・  
ドレッシングなど、他にはない  
高機能性。

## 粘着剤 を究める

粘着力だけに頼らない。  
ゲルの“密着”力が、テープの  
新しい可能性を生み出す。

## カタチ を究める

誰でもカンタンに、高度な  
使い方ができるよう工夫  
された、ユニークな製品が  
いろいろ。



※構造イメージ図

## シーンに合わせて選ぶ、テープ

### 傷になる前に

医療機器による創傷や  
テープが起こすスキン-テア、  
褥瘡などの、さまざまな  
肌リスクを軽減します。



#### ココロール



器具のこすれや圧迫などから  
しっかり肌を守る。薄くて弾力に  
富む「クッション・ドレッシング」

#### ココロール カテ用



カテーテルのロック部分の下に  
貼って、圧迫による痛みを、起こる  
前にケア。しっかり肌を守る「クッ  
ション・ドレッシング(滅菌)」

#### ナノテアフィット



“ゲル”の密着力が、固定テープ  
を進化させた。はがす時の肌の  
ひっぱりを大きく軽減した、「脆弱  
肌用・固定テープ」

#### クリアホールド



透明・極薄で、気持ちまで軽くな  
る「経鼻チューブ固定テープ」。  
高度な「貼る」「はがす」が誰でも  
簡単にできる特殊形状。

#### エアウォール ふ・わり



貼っていることを忘れるほどの  
“ゼロ感覚”<sup>\*1</sup>の貼りごち。透  
明・極薄・防水で、肌や傷をしっ  
かり守る。「フィルムドレッシング」

### 傷のところへ

できてしまった傷をカバーし、  
外部刺激や感染リスクなどの  
悪化要因から  
傷をしっかり守ります。



#### エアウォール ふ・わり



貼っていることを忘れるほどの  
“ゼロ感覚”<sup>\*1</sup>の貼りごち。透  
明・極薄・防水で、肌や傷をしっ  
かり守る。「フィルムドレッシング」

#### エアウォール ふ・わりパッド



直接傷に貼れる、パッドがつい  
たエアウォールふ・わり。滅菌済  
みの「パッド付きフィルムドレッシ  
ング」(一般医療機器)

#### エアウォールIV



創傷面の保護に使える「滅菌  
フィルム」や、やわらかなフィルムが  
しっかり密着し、ムレを抑えて清  
潔にサポート。(一般医療機器)

### 傷あと<sup>\*2</sup>のケアに

「傷あとを少しでもきれいに  
目立たなく」という患者さんの  
気持ちにこたえる、傷あとケア。  
傷あとと肌をさまざまな刺激から  
守り、しっかりケアします。



#### アトレスケア



抜糸後からはじめる「傷あと<sup>\*2</sup>  
ケア」専用テープ。広がりやす  
い傷あとを、伸ばしたテープの縮  
む力でホールドします。

#### エアウォールUV



透明極薄フィルムが約97%<sup>\*3</sup>の  
UVブロックを実現。紫外線など  
のダメージから肌をしっかり守る  
「UVフィルムドレッシング」

### 器具やガーゼの固定に

器具の種類や使い方、肌の状態  
などに応じて、さまざまな  
機能・素材・形状があります。  
肌負担は軽く、  
しっかり固定できる一枚を。



#### ムーバル



仕事もスポーツも自由にできる、  
「ストーマ装具の面固定テープ」。  
専用形状の高伸縮フィルムが  
身体の動きにしっかりついてくる。

#### エアウォールIV



点滴などの固定に、IV固定  
フィルム。やわらかなフィルムが  
しっかり密着し、ムレを抑えて清  
潔にサポート。(一般医療機器)

#### クリアホールド



透明・極薄で、気持ちまで軽くな  
る「経鼻チューブ固定テープ」。  
高度な「貼る」「はがす」が誰でも  
簡単にできる特殊形状。

#### エアウォール ふ・わり



貼っていることを忘れるほどの  
“ゼロ感覚”<sup>\*1</sup>の貼りごち。透  
明・極薄・防水で、肌や傷をしっ  
かり守る。「フィルムドレッシング」

#### ナノテアフィット



“ゲル”の密着力が、固定テープ  
を進化させた。はがす時の肌の  
ひっぱりを大きく軽減した、「脆弱  
肌用・固定テープ」

\*1 “ゼロ感覚”…ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。

\*2 傷あと…傷あととは滲出液や血液などがなく創面がふさがっている状態のことを指します。 \*3 約97%…自社調べ

\*1…販売名:エアウォールパッド/一般医療機器 救急絆創膏/届出番号:27B2X00038000018 \*2…エアウォールIV/一般医療機器 救急絆創膏/切り込みタイプ届出番号:27B2X00038000014・フレームタイプ届出番号:27B2X00038000015・レギュラータイプ届出番号:27B2X00038000016・切り込みタイプV届出番号:27B2X00038000027

詳しくはwebサイトへ

[www.skinix.jp/products/](http://www.skinix.jp/products/)



テープが医家にできること、もっと。

skinix®

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社:〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28

東京本社:〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16

TEL:06-6658-8217

TEL:03-5634-3843

FAX:06-6658-8101

FAX:03-5634-3845

[www.skinix.jp](http://www.skinix.jp)

XJ103 24.05-00 初版